



Anleitung-Kuscheltier

Skizze:





Notfallknopf

Wo befindet sich der Notfallknopf?

Der Notfallknopf befindet sich im Bauchbereich des Kuscheltiers. Verwenden Sie diesen Knopf nur in einem Notfall!

Funktionsweise

1. Drücken mehr als 2 Sekunden auf diesen Knopf. Es wird eine Nachricht an Ihren Betreuer gesendet.
2. Wenn Sie weniger als 2 Sekunden den Knopf betätigen, ignoriert das Kuscheltier auf Ihre Anfrage.
3. Wenn Sie mehr als 8 Sekunden auf diesen Knopf drücken, wird sendet das Kuscheltier KEINE Nachricht an Ihren Betreuer.



Zurück-Knopf

Wo befindet sich der Zurück-Knopf

Der Zurück-Knopf befindet sich am hinteren Kopf des Kuscheltiers. Verwenden Sie diesen Knopf, wenn Sie einen Schritt zurückgehen (eine Funktion beenden) möchten.

Funktionsweise

1. Drücken Sie einmal auf diesen Knopf, wenn Sie einen Schritt zurückgehen möchten oder wenn Sie die aktuelle Funktion beenden möchten.
2. Ist keine Funktion gestartet, hat der Knopf keine Funktionalität.



„Simon says“ spielen

Spielregeln

Sobald das Spiel gestartet ist, wird das Kuscheltier Ihnen sagen, was zu tun ist. Immer wenn das Kuscheltier einen Satz mit „Simon sagt“ beginnt, müssen Sie genau das tun, was er Ihnen sagt. Ein Satz ohne „Simon says“ sollen Sie die Anweisung des Kuscheltiers nicht befolgen.

Wo befindet sich der „Simon says“-Knopf?

Der „Simon says“-Knopf befindet sich am rechten Arm des Kuscheltiers (linke Seite des Benutzers).

Funktionsweise

1. Drücken Sie einmal auf den Knopf am rechten Arm des Kuscheltiers (Ihre linke Seite) und das Spiel „Simon says“ wird starten.
2. Befolgen Sie die Anweisung des Kuscheltiers.

Hörbuch abspielen

Wo befindet sich der Knopf, um ein Hörbuch abzuspielen?

Der Knopf befindet sich am linken Arm des Kuscheltiers (rechte Seite des Benutzers).

Funktionsweise

1. Um ein Hörbuch abzuspielen, drücken Sie einmal auf den Knopf am linken Arm des Kuscheltiers (Ihre rechte Seite).
2. Das Kuscheltier wird Ihnen ein Hörbuch vorschlagen.
3. Wählen Sie ein Hörbuch Ihrer Wahl aus:
 - Drücken Sie den rechten Arm, um das vorgeschlagene Hörbuch auszuwählen.



- Falls Sie ein anderes Hörbuch auswählen möchten, drücken Sie den linken Arm, um das nächste Hörbuch auszuwählen.
4. Nachdem Sie ein Hörbuch ausgewählt haben, wird das Hörbuch zunächst vorgestellt und dann abgespielt.
 5. Um die Lautstärke zu erhöhen drücken Sie den linken Fuß.
 6. Um die Lautstärke zu verringern drücken Sie den rechten Fuß.
 7. Um das Hörbuch zu pausieren oder danach wieder fortzusetzen drücken Sie den rechten Arm des Kuscheltiers.
 8. Zurück zur Hörbuchauswahl? Einfach den Zurück-Knopf betätigen.

Termin erinnern

Wo befindet sich der Knopf?

Der Knopf befindet sich am rechten Fuß des Kuscheltiers (linke Seite des Benutzers)

Funktionsweise

1. Um die Termine der nächsten 24 Stunden vorzulesen betätigen Sie einmal den Knopf am rechten Fuß des Kuscheltiers.
2. Das Kuscheltier wird Ihnen informieren, auch wenn Sie keine Termine in den nächsten 24 Stunden haben.
3. Um das Vorlesen zu beenden, drücken Sie den Zurück-Knopf.



Puls messen

Wo befindet sich der Pulssensor und der Knopf, um die Pulsmessung zu starten?

Der Pulssensor befindet sich am rechten Ohr des Kuscheltiers (linke Seite des Benutzers). Der Knopf zum Start der Pulsmessung befindet sich am linken Fuß des Kuscheltiers (rechte Seite des Benutzers).

Funktionsweise

1. Drücken Sie einmal den Knopf am linken Fuß des Kuscheltiers (Ihre rechte Seite).
2. Legen Sie Ihr Daumen auf dem rechten Ohr des Kuscheltiers 15 Sekunden lang, um Ihren Puls zu messen.

